

*Linha de Infusão com foco em sistema fechado.
Torneiras valvuladas com máxima resistência a
lipídeos e quimioterápicos.*

*Manifolds valvulados com via lateral antirrefluxo.
Completa linha de Conectores Valvulados de Pressão
Positiva, única no mercado com visualização total de
fluxo, dupla barreira de selagem, com máxima
pressão de trabalho e superfície de limpeza
totalmente plana e lisa.*




Sistema de Infusão



ISO 9001 : 2008
BPF - ANVISA

Sistema de Infusão


- GB-04006 Torneira Alto Fluxo⁽¹⁾
- GB-04008 Torneira Alto Fluxo Bi Valvulada⁽²⁾
- GB-04028 Manifold 2 Torneiras Valv. c/Ext. 12Fr x 15cm⁽³⁾
- GB-04038 Manifold 3 Torneiras Valv. c/Ext. 12Fr x 15cm
- GB-04138 Manifold 3 Torneiras Valv. c/Ext. 08Fr x 120cm (c/ suporte)⁽⁴⁾
- GB-04158 Manifold 5 Torneiras Valv. c/Ext. 08Fr x 120cm (c/ suporte)



- GB-08120 Extensor 08Fr x 120cm
- GB-08120T Extensor 08Fr x 120cm c/ Torneira
- GB-12060T Extensor 12Fr x 060cm c/ Torneira
- GB-12120T Extensor 12Fr x 120cm c/ Torneira



- GB-12020V Extensor 12Fr x 020cm c/ Torneira Bi Valvulada (Loop)⁽¹⁾
- GB-12060V Extensor 12Fr x 060cm c/ Torneira Bi Valvulada⁽²⁾
- GB-12120V Extensor 12Fr x 120cm c/ Torneira Bi Valvulada



- GB-70000 Conector Valvulado SmartSite
- GB-70100 Perfurador Valvulado SmartSite⁽¹⁾
- GB-70200 Conector Valvulado SmartSite Multidose⁽²⁾
- GB-70620 Extensor Valvulado SmartSite 06Fr x 2 vias⁽³⁾
- GB-71220 Extensor Valvulado SmartSite 12Fr x 2 vias



Especificações	
Priming	0,13 ml
Ativações	200
Máx. pressão de trabalho	90 psi
Fluxo Gravitacional	3.000 ml/h

- GB-60000 Conector Valvulado Plus
- GB-60610 Extensor Valvulado Plus 06Fr x 1 via⁽¹⁾
- GB-60620 Extensor Valvulado Plus 06Fr x 2 vias⁽²⁾
- GB-61220 Extensor Valvulado Plus 12Fr x 2 vias - Curto
- GB-61225 Extensor Valvulado Plus 12Fr x 2 vias - Longo⁽³⁾



Especificações	
Priming	0,27 ml
Ativações	200
Máx. pressão de trabalho	1.000 psi
Fluxo Gravitacional	9.900 ml/h
Deslocamento Positivo	0,03 ml
Deslocamento Negativo	0