

Extensor com Torneira Valvulada Marvelous

Alto Fluxo Com Mínimo Volume Residual




Diferente das torneiras convencionais, a Marvelous possui canal de alto fluxo especial que permite limpeza automática do volume interno da válvula quando em fluxo contínuo, possibilitando volume residual próximo de zero.

Registro ANVISA 10216830045



Características:

- Sistema fechado;
- Conexão Needle Free;
- Látex free;
- Resistente a Lipídios;
- Luer Lock macho rotativo;
- Extensor Kink-resistente;
- Alto fluxo (12 L/h).



GB-12020V - C/ Extensor 12Fr x 20cm

GB-12060V - C/ Extensor 12Fr x 60cm

GB-12120V - C/ Extensor 12Fr x 120cm

