


Apresentamos a linha de Transdutores de Pressão Invasiva GaBmed, o sistema inteligente para monitorização. Desenvolvidos através de uma grande pesquisa de mercado, buscam atender a diferentes solicitações. São produtos com design práticos para limpeza, precisos e seguros.


## Transdutor de Pressão Invasiva



ISO 9001 : 2008  
BPF - ANVISA


# Transdutor de Pressão

## TP-00933




Volume aproximado de *priming* da torneira de coleta ao LL reversível: 1ml.

## TP-00941




Volume aproximado de *priming* da torneira valvulada de coleta ao LL reversível: 1ml.

## TP-00951




Volume aproximado de *priming* da torneira valvulada distal ao LL reversível: 1ml.

Volume aproximado de *priming* da torneira valvulada proximal ao LL reversível: 3,2ml.



## Suporte p/ Transdutor



TP-00910

## Cabo p/ Transdutor



TP-00920

## Transdutor Dome



TP-00930