

CONECTOR VALVULADO



CV-50000

Volume de Priming:	0,05 ml
Volume de limpeza:	1,0 ml
Deslocamento negativo:	0,027 ml
Fluxo gravitacional:	7 L/h
Pressão de retorno:	45 psi
Número médio de ativações:	200
Peso unitário aproximado:	1,7g
Corpo e válvula transparentes.	
Compatível com quimioterápicos.	



CV-50610
6Fr x 1 Via



CV-50620
6Fr x 2 Vias




CV-51220
12Fr x 2 Vias

CONECTOR VALVULADO

CV-50100



CV-50200



Dispositivos Valvulados
para infusões ou
aspirações sem o uso de
agulhas. Maior segurança!
Menor custo no procedimento!